

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Entwicklung und Reifung der dendritischen Zelle aus Vorläufern im peripheren humanen Blut

Ebner, Susanne

1998

Glossar

Glossar

R10	Kulturmedium bestehend aus RPMI 1640, 10% fetalem Kälberserum 50 μ M 2-Mercaptoethanol 20 μ g/ml Gentamycin 200 mM L-Glutamin
H10	Kulturmedium bestehend aus RPMI 1640, 10% humanem Serum 50 μ M 2-Mercaptoethanol 20 μ g/ml Gentamycin 200 mM L-Glutamin
well	Vertiefung der Kulturplatte mit einem Fassungsvermögen von 100 μ l bis zu mehreren ml. Die Anzahl der Vertiefungen pro Platte schwankt je nach deren Größe zwischen 6 und 96.
Veils	schleierförmige Zytoplamaausstülpungen der reifen dendritischen Zellen
Cluster	Zellaggregate zwischen T-Zellen und reifen dendritischen Zellen
Bead	Uniforme, magnetisierbare Polystyrenkörperchen, die mit primären bzw. sekundären monoklonalen Antikörpern beschichtet sind.
Buffy coat	Schicht aus Leukozyten und Thrombozyten zwischen Plasma und (sedimentierten) Erythrozyten, z.B. in einer frischen Vollblutkonserve; bildet sich nach längerem Stehenlassen oder Zentrifugieren von ungerinnbar gemachtem Blut.